



Promosa
dental



(81) 8478-8978 y 79



info@promosadental.com



8112490632

www.promosadental.com



EuroClave plus

EuroClave plus es un esterilizador semiautomático de vapor autogenerado, seguro, confiable y fácil de usar. Diseñado con un sistema digital de control de temperatura que garantiza la esterilización de instrumental odontológico, médico, oftalmológico, veterinario, podológico y de laboratorio.

EuroClave plus es un esterilizador electrónico que genera vapor de agua a presión a alta temperatura como agente esterilizante.



(81) 8478-8978 y 79



info@promosadental.com



8112490632

CARACTERISTICAS GENERALES

- 2 programas preasignados de esterilización
- 1 programa preasignado para secado
- Despresurizado automático
- Indicadores acusticos/visuales en cada función del equipo
- Indicadores de fallas
- Cámara de acero inoxidable t304
- 3 charolas de acero inoxidable t304
- Compuerta con cierre hermético
- Válvula de alivio
- Válvula de seguridad
- Protector térmico para sobrecalentamiento
- Fusible de seguridad
- Diseño moderno

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volumen en litros	8.5
Dimensiones de la cámara	170 x 370 mm
Dimensiones exteriores	390 x 325 x 5 00 mm
Dimensiones charolas	140 x 290 x 12 mm
Número de charolas	3
Consumo de energía	1000 W 8.3 A
Suministro de energía	120 VCA 50/60 Hz
Peso neto	18 Kgs.

2 Años de Garantía
Servicio y Refacciones Originales