Promosa Dental

Dr. Miguel Vera #147 Col. Los Doctores Monterrey, N.L.; Mx 64710 Teléfono: (81) 8478 8978 y 79 Tel/Fax: (81) 8348 7557 e-mail: info@promosadental.com www.promosadental.com

Kit de lupas quirúrgicas con maletín e iluminación LED



- ◆ Ampliación: 3.5x
- ◆ Distancia de trabajo: 420 mm
- ◆ Luz de alta intensidad: >15000-30000 Lux
- ◆ Tiempo de ejecución continua: >5 horas
- ◆ Potencia de la bombilla de luz LED: 1 W
- ◆ La vida útil de la combilla: 10,000 horas
- ◆ ultra ligero,diadema flexible
- ◆ Campo de visión de gran profundidad
- visualización angular ajustable
- ◆pupillary práctico estuche protector