

Localizador Digital de Apices Apex ID

Apex ID es compacto y moderno, con funciones únicas que le permiten concentrarse en lo que es realmente importante; proporcionando la mejor atención a sus pacientes.

Ajuste punto cero - Usuario

Personalice el "punto cero" en base a su juicio clínico. No requiere revisar continuamente la pantalla, la señal acústica le hará saber cuando haya alcanzado su punto cero preferido.

Precisión es casi cualquier condición

Apex ID ha sido diseñado para trabajar en casi en cualquier condición de conducto. Ya sea seco, húmedo, sangrando, lleno de solución salina, EDTA, NaOCl, o Clorhexidina, Apex ID puede aún así proporcionar lecturas precisas, consistentes y confiables.

Calibración continua

A diferencia de la mayoría de los localizadores en el mercado Apex ID se calibra de forma continua para proporcionar lecturas precisas e ininterrumpidas en tiempo real.



Parte	Descripción
972-0090	(1) Apex ID, (1) Base Apex ID, (5) Ganchos Labiales, (2) Sujetador Lima B, (1) Sujetador Lima A (1) Cable Sonda, (1) Instrucciones Apex ID, (3) Baterías AAA 1.5V
972-0092	(5) Ganchos Labiales Apex ID
972-0093	(2) Sujetador Lima B Apex ID
972-0094	(1) Sujetador Lima A Apex ID
972-0095	(1) Cable Sonda Apex ID