

Wident



## Autoclave MAX 8-A

Esterilizador de pantalla digital

CLASE

**B**

Los autoclaves de clase B son los más versátiles del mercado, ya que permiten esterilizar cualquier tipo de carga, ya sean materiales embolsados, porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas o turbinas



**AUTOCLAVES CLASE B,  
LA ESTERILIZACIÓN  
MÁS EXIGENTE**

### Condiciones normales de Trabajo

- Rango de temperatura ambiente: +5°C a +40°C
- Rango de humedad relativa: ≤85%
- Presión Atmosférica: 70 KPa a 106 KPa
- Agua: Agua destilada ó purificada



### Pantalla Intuitiva

- Pantalla digital sencilla para su fácil entendimiento.
- Perfecto sistema de detección de alarmas.
- Mantenga el control de los trabajos de la máquina en todo momento.



### Alarma de llenado de agua

El tanque de agua de desperdicio cuenta con un sistema de alarma cuando esta lleno, evitando así usar el agua de reciclaje para esterilizar.



### Dispositivo de protección de doble puerta

A diferencia del cerrado manual de puertas, este dispositivo con multipuntos que se monitorean en todo momento, usted puede establecer un límite para proteger y eliminar por completo cualquier riesgo.

### Motorola

Sensor de presión de precisión MOTOROLA, calibre de silicón de cristal sencillo semiconductor con forma de película delgada, cuenta con 10 años de tiempo de vida y puede detectar con precisión el estatus de la presión del esterilizador.

Modelo	Voltaje	Energía	Volúmen	Tamaño de cámara interna	Dimensión de la máquina	Peso
MAX-8A	110-240V/50Hz- 60 Hz	1500 W	18 L	245 * 355 mm	620*457*450	49 Kg