

## Lampara de fotocurado modelo C240A



- ◆ Acabado de ABS plástico
- ◆ Amplitud de onda : 420nm-480nm
- ◆ LED de potencia alta de 5W
- ◆ Potencia de luz : 700mW/cm
- ◆ Tres modos de trabajo de Luz fuerte, brilla gradualmente y pulso
- ◆ Guía de luz de vidrio de alta transparencia
- ◆ Se apaga automáticamente en 20s en caso de no estar operando
- ◆ Aplicable para cualquier marca de resina
- ◆ Tiempo de solidificación y profundidad : 5s/3mm
- ◆ Color: blanco, morado, dorado, verde, azul.