

Rayos X 70 Kvp móvil marca Toshiba



Descripción

Beneficios:

- Cabeza japonesa con tubo marca TOSHIBA.
- Versión móvil
- Éste rayos x incorpora un microprocesador para corregir el tiempo de exposición hasta 0.01s, lo que ofrece un gran control de alta precisión.
- Ofrece un programa de radiografía digital especializado para cualquier tipo de sensor digital.
- El diseño telescópico del brazo facilita la operación al odontólogo.
- Radiación 16-20 veces menor a la convencional en un equipo odontológico.

Parámetros:

- Fuente de alimentación: AC220V/AC110V

- Frecuencia: 50/60Hz
- Potencia máxima: 900VA
- Corriente: 4A
- Fusible 6.3A
- Punto focal: 0.7mm
- Voltaje de la lente: 70Kv

