

## Modelo CA-D6-LED

- Escariador ultrasónico Woodpecker DTE D6 con luz LED



- Luz LED que ilumina zona de trabajo.
- Pieza de mano desmontable para autoclave.
- Cubierta de pieza de mano no deformable con presiones altas
- Control digital con auto-regulador de frecuencia.
- Potencia de salida de constante.
- Uso ergonómico y cómodo.

### Incluye

- Pieza de mano desmontable para autoclave
- 6 puntas de trabajo intercambiables (Para Profilaxis, Periodoncia y Endodoncia)
- Mango con luz led integrada
- Pedal
- Abastecedor de agua automático

### NITI File



### Puntas



Frecuencia	28kHz ± 3kHz
Presión del agua	0.1bar ~ 5bar
Peso	1kg
Medidas	193.5mm×133mm×75.8mm



Promosa  
dental

[www.promosadental.com.mx](http://www.promosadental.com.mx)



(81) 8478-8978 y 79



[info@promosadental.com](mailto:info@promosadental.com)



8123334414