

NSK

Kits Estudiantiles

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES



IMAGEN ILUSTRATIVA

NSK

COA
INTERNACIONAL

NSK POWERFUL PARTNERS®

A la hora de cuantificar el rendimiento de una pieza de mano o contrángulo, los criterios referidos normalmente son las características en cuanto a velocidad y potencia de giro. En NSK reconocemos que la aplicación con precisión de toda la potencia es particularmente esencial; por lo tanto, todas las piezas de mano NSK ajustan perfectamente en su mano de modo que permiten los



GS200


Liviano, compacto y potente

Escanea el código con tu smartphone para más información



Empuñadura Triangular Ergonómica

La pieza de mano recta GS tiene una ergonómica sección triangular cruzada que provee una confortable y relajante sujeción para prolongados procedimientos clínicos.



Posibilita el intercambio entre contrángulo y pieza recta.

Rotación suave.

NAC-GS



MODELO NAC-GS

- Para fresas CA (Ø2,35)
- Tipo pestillo
- Máx. 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- ★ No compatible con tipo ISO

GS65



MODELO GS65

- Para fresas HP (Ø2,35)
- Máx. 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- Pueden conectarse contrángulos Tipo U
- ★ No compatible con tipo ISO

GS200



MODELO GS200 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

MODELO GS200 M4

- Midwest 4 vías
- Velocidad máx. 26,000min⁻¹

Disponibile en:  2 Vías  4 Vías  Autoclavable



PANAMAX2

+ Resistente que nunca, la + Potente de su categoría

Durabilidad Insuperable

La evolución de la Panamax2 comienza en el diseño de su cabezal de acero inoxidable altamente resistente al impacto. La turbina no sufrirá daño alguno aún si la Pieza de Mano cayera accidentalmente desde una altura de 2 metros contra un piso de cemento.

25% Potencia extra

Espectacularmente más potente que sus predecesores. Con una potencia concentrada máxima de 20 watts, Panamax2 posee la potencia nominal máxima en su categoría; y en conjunto con la alta precisión de rotación de la fresa se crea un efecto sinérgico que lleva a tratamientos rápidos y precisos.

Disponibile en:  2 Vías  4 Vías  Autoclavable

movimientos mínimos y precisos necesarios para llevar a cabo delicadas aplicaciones clínicas de precisión. Sabemos que el sentido del tacto es importante; por ello el concepto de diseño de todas las piezas de mano NSK toman especialmente en cuenta la diferencia de fuerza, tamaño y capacidad de movimiento de la mano humana. Por eso NSK proporciona un rendimiento poderoso en sus piezas de mano y usted se encarga de aplicar este rendimiento con precisión.



FX205

CONFORT Y VISIBILIDAD MAXIMIZADOS

Escanea el código con tu smartphone para más información



MICROMOTOR
30% + LIGERO
25% + COMPACTO

La serie FX evoluciona introduciendo nuevos atributos respaldados por la confiabilidad de NSK.

Su cuerpo, fino y ergonómico, proporciona un campo de visión más amplio, y una óptima accesibilidad durante las intervenciones; además se reduce la tensión asociada a los diversos tratamientos dentales, gracias a su perfecto equilibrio y mango confortable.

Sistema Push Botton

Permite la inserción de la fresa con un solo toque y su fácil extracción.

Sistema Clean Head

Previene la entrada de fluidos orales y otros contaminantes dentro del cabezal de la pieza de mano.

FX23



MODELO FX23

- Para fresas CA (Ø2,35)
- Máx.: 30,000 min⁻¹ (en la fresa)
- 1:1 Velocidad Directa
- Sistema Clean Head
- Rodamientos a balines
- Portafresas Botón Pulsador

FX65



MODELO FX65

- Para fresas HP (Ø2.35)
- Velocidad Máx. 40,000 min⁻¹

FX205



MODELO FX205 M4

- Midwest 4 vías
- Velocidad máx. 25,000min⁻¹

MODELO FX205 B2

- Borden 2 vías
- Velocidad máx. 25,000min⁻¹

Disponible en: 2 Vías 4 Vías

Autoclavable

SISTEMA QUATTRO SPRAY

Sistema de irrigación pulverizada para el enfriamiento total del área de tratamiento.

LA MÁS SILENCIOSA DE SU CATEGORÍA

Fricción significativamente reducida por sus exclusivos baleros cerámicos.

NOVEDOSO SISTEMA INTEGRADO ISB

Eje y rodamientos integrados que proporcionan una mayor rigidez reduciendo la vibración y garantizando un corte más preciso.

Disponible en: 2 Vías 4 Vías

Autoclavable



PANA MAX PLUS