

Brio
Basic Radiography Series

High quality digital imaging system
always ready to acquire images



Promosa
dental



Harmony

Brio Harmony, es un radiovisiógrafo que se ha superado a sí mismo.

Mejore su práctica dental con una inversión estratégica.

Brio Harmony es justo el equipo que le resuelve su necesidad de imágenes digitales que se adapta a cualquier presupuesto, sin dejar de lado la calidad de imagen y la confiabilidad de una marca.

Conoce el mejorado Brio Harmony

Brio Basic Radiography Series, presenta su mejorado sistema de radiología digital intraoral con una destacada lista de innovaciones haciendo aún más notables las prestaciones que tradicionalmente tienen sus radiovisiógrafos.

Brio Harmony, es diseñado con la más alta tecnología para llevar a su consultorio una herramienta confiable en todos los sentidos.

Cable indestructible

El diseño y construcción de su cable de 3 metros, no te dará razón para pensar en reemplazarlo.

Además, en este moderno diseño, se ha eliminado la interfaz intermedia. Gracias a su alta tecnología y la miniaturización electrónica, se ha integrado en el sensor, haciendo un sensor USB directo a la computadora.

Siempre activo

Un rediseño en su funcionamiento, optimiza su uso, manteniéndolo siempre activo, esperando en todo momento los rayos X.

Ahora con Brio Harmony, no es necesario activar el sensor para tomar una nueva radiografía, haciéndolo más fácil y rápido para obtener imágenes de calidad.

Mejor calidad de imagen

El nuevo Brio Harmony mejora la calidad de imagen, haciendo de cada captura, una radiografía llena de detalles que ayudará para lograr un mejor diagnóstico.

Con más de 14 lp/mm, la resolución de Brio Harmony compite ahora en el segmento de radiovisiógrafos profesionales.

**Por su calidad de imagen al mejor precio
Brio es el radiovisiógrafo que cada vez
más especialistas usan y recomiendan.**

www.promosadental.com.mx



Especificaciones técnicas.

Resolución:	14 p/mm
Área activa:	22x30 mm
Longitud del cable:	3 mts.
Tecnología:	CMOS
País de origen:	Francia
Garantía:	2 años
Trophy Imaging Suite	

Requerimientos mínimos.

Brio Harmony y Trophy Imaging Suite son compatibles con cualquier versión de Microsoft Windows de 32 o 64 bits.

La calidad no está peleada con el precio

La calidad de los radiovisiógrafos Brio es reconocida internacionalmente, y cada vez más especialistas de la odontología los usan y recomiendan por su excepcional equilibrio entre la mejor calidad de imagen comparada con la inversión inicial.

La calidad de imagen que este dispositivo genera es justo lo que usted necesita para acceder a las enormes ventajas que tiene la radiología digital.

Siempre activo

Una reingeniería en su funcionamiento, logró optimizar su uso, manteniéndolo siempre activo, esperando en todo momento los rayos X.

Ahora con Brio Harmony, no es necesario activar el sensor para tomar una nueva radiografía, haciéndolo más fácil y rápido para obtener imágenes de calidad.

Resultado inmediato.

El radiovisiógrafo Brio le proporciona imágenes de calidad en segundos, y esto reducirá sus tiempos de espera, y los de sus pacientes.

Un consultorio limpio y seguro.

El uso de radiología digital eliminará el 100% de químicos reveladores, además de reducir considerablemente el tiempo de exposición a los rayos X.

Esto generará un ambiente más limpio y seguro para usted y las personas que le rodean.

Garantía que da confianza.

El radiovisiógrafo Brio Harmony tiene un año de garantía contra defectos de fabricación, y nuestros distribuidores autorizados tienen la posibilidad de atenderla y resolverla para que el reemplazo sea inmediato.

Software profesional

Brio Harmony incluye el Trophy Imaging Suite, para ofrecer una solución completa a su sistema de radiología digital.

Sin embargo, aún es posible lograr la compatibilidad con cualquier aplicación compatible con el protocolo TWAIN.

