



# Escáner Intraoral 3DS





**Nuevo Diseño** El diseño más ergonómico, compacto y ligero, del mercado.




**Nuevo Sistema de Conexión**


Más duradero.

## Mayor Velocidad de escaneo

Proporciona una experiencia de escaneo constante, veloz y versátil.

3 D S





**Software**

Flujo de interfaz intuitivo y de fácil manejo.



**Formatos de uso universal**

---

## Comparación de Scanner

	Medit	Runyes
Peso	245g	235g
Pieza de mano	248 x 44 x 47.4 mm	242 x 49.6 x 30.5 mm
Tamaño de la punta	22.2 x 15.9 mm	21 x 16 mm
Campo de visión	15 x 13 mm	13 x 13 mm
Profundidad de campo	20	15
Ciclos de esterilización	100 Ciclos	100 Ciclos

## Calibración

	Medit	Runyes
Calibración	Si	Si
Calibración Periodica	Requerida	No Requerida



**Presentación** Mayor movilidad y eficiencia en la clínica.





Importado y distribuido por: Laboratorios Gayz S.A. de C.V.  
Vicente Beristain 169, Col. Asturias, Cuauhtémoc, 06850, CDMX.  
Asistencia telefónica: 55 57402329, 55 57403598, 55 57415505

[www.laboratoriosgayz.com](http://www.laboratoriosgayz.com)



**Runyes**<sup>®</sup>  
FOCUS ON DENTAL

