



ESTERIMATIC E-21 ESTERILIZADOR DE CALOR SECO

MODELOS: NC / RNC

FICHA TÉCNICA

ESTERILIZADOR DE CONVECCIÓN NATURAL

Los esterilizadores automáticos CAISA® Esterimatic™ de la línea E-21 son elaborados con los más altos estándares de calidad. El avance continuo en diseño y tecnología ha permitido mantenernos como el mayor fabricante de esterilizadores, proporcionando la confiabilidad y durabilidad del mejor esterilizador del mercado.

3 AÑOS DE GARANTÍA
CALIDAD DE FÁBRICA

LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA UNA ESTERILIZACIÓN SEGURA Y COMPLETA. SÓLO CONECTE Y USE.

IDEAL PARA:

- > CENTROS DENTALES.
- > PODÓLOGOS.
- > SALONES DE UÑAS.
- > CENTROS DE TATUAJE.
- > CLÍNICAS VETERINARIAS.
- > CLÍNICAS MÉDICAS.



SIN CORROSIÓN
CALOR SECO



SIN MANTENIMIENTO
NO USA AGUA NI QUÍMICOS



FÁCIL DE USAR
CONECTE Y ENCIENDA



TECNOLOGÍA ÚNICA
CONVECCIÓN AUTOMÁTICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTERIMATIC E-21



	CAISA E-21 RNC	CAISA E-21 NC
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Potencia	750 Watts	750 Watts
Temperatura nominal	250 °c (482°F)	250 °c (482°F)
Clase	Class II	Class II
Voltaje	127 v~	127 v~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Convección natural	✓	✓
Colores disponibles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
INTERFAZ DE USUARIO		
Tipo de control	Análogo con perillas	Visualizador digital / botones
Función de rampas	-	o
Temporizador hasta 6 horas	o	✓
Temporizador automático	✓	✓
Alarma acústica	-	o
Punto de monitoreo	o	o
CÁMARA		
Cámara	Aluminio anticorrosivo	Aluminio anticorrosivo
Apertura de puerta izquierda	✓	✓
Apertura de puerta derecha	o	o
Ancho útil de la cámara	40.4 cm / 15.90 in	40.4 cm / 15.90 in
Profundidad útil de la cámara	21.5 cm / 8.5 in	21.5 cm / 8.5 in
Altura puerta de la cámara	17.8 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in
Altura útil de la cámara	23 cm / 7 in	17.8 cm / 7 in
Capacidad de la cámara	20 litros / 5.2 galones	20 litros / 5.2 galones
Medidas de cada charola	40 x 21 cm / 15.7 x 8.3 in	40 x 21 cm / 15.7 x 8.3 in
Cantidad de charolas	3	3
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
Rango de temperatura	60 - 250 °c / 131 - 482 °F	39 - 250 °c / 102 - 482 °F
Altura máxima de operación	9,500 ft / 2,895 meters	9,500 ft / 2,895 meters
GARANTÍA		
Garantía de fábrica	3 años	3 años
Extensión de garantía	Hasta 5 años	Hasta 5 años
DIMENSIONES Y PESO		
Peso	14 kg	14 kg

✓ EQUIPAMIENTO DE SERIE | o EQUIPAMIENTO OPCIONAL

DIMENSIONES DEL EQUIPO




DIAGRAMA EN MM



(81) 8478-8978 y 79

info@promosadental.com

8123334414

La información contenida en esta ficha técnica puede cambiar en cualquier momento. Consulte la última versión en la página de internet de la compañía.

WAYSTAR ELECTRIC
HIGH DEGREE QUALITY SINCE 1959