

Escareador ultrasónico D5 LED marca DTE



Pieza de mano autoclavable desmontable con luz LED.

- Seguimiento automático de frecuencia.

- Seis puntas intercambiables.

Tres funciones de trabajo: Escaler, Periodoncia, Endodoncia

Entrada de energía: 110V/220 - 240V ~ 50Hz/60Hz

Unidad principal de entrada: 24V ~ 1.3A

Potencia de salida: 3W ~ 20W

Frecuencia: 28kHz \pm 3 kHz

Presión del agua: 0.1bar a 5 bar (0,5 MPa 0.01MPa)

Peso Unidad principal: 0.62kg

Peso del mango: 1,2 kg

Dimensiones: 203mm \times 138mm \times 94mm